

## Browin Alkoholmetr 0-95% s teploměrem



### Vlastnosti produktu:

Tato sada obsahuje zkumavku, plovák s příslušnou stupnicí od 0 do 95% objemu alkoholu a teploměr pro testování teploty kapaliny, trvale umístěný uvnitř plováku. Měření je spolehlivé při teplotě 20 - 21 ° C. Čtení objemu alkoholu se odečítá přímo bez jakékoli další konverze.

### Používání:

Aby se provedlo měření, měla by být zkumavka naplněna malým množstvím kapaliny v takovém množství, aby plovák, který je v ní umístěn, vznášel svůj objem a nedotýkal se stěn nádoby. Po určení úrovně ponoření můžete provést odečet na základě polohy dolního tekutého menisku.

Kapalina mění svou koncentraci (částice se rozšiřují a stahují) pod vlivem teploty. Nezapomeňte tedy měřit při teplotě 20-21 ° C, pak to bude spolehlivé a přesné.

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto nástroje se používají k měření procenta v čistých alkoholech (lihoviny, měsíční svit), tj. Bez přídavku cukrů nebo taninů, což zkresluje výsledek.

Parametry

|         |                  |
|---------|------------------|
| Hloubka | 2.00 mm;cm;dm;m  |
| Šířka   | 2.00 mm;cm;dm;m  |
| Výška   | 24.00 mm;cm;dm;m |